

## Alphasept M Plus

**gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für Haut-, Hände- und Kontaktflächen**

### Artikel-Beschreibung:

- Vorbeugendes alkoholisches, farbstoff- und parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben der Haut und Hände sowie zur Desinfektion von Kontaktflächen.
- Haut- und Händedesinfektion für den alltäglichen Gebrauch, mit erfrischender Wirkung für die Haut
- Alphasept M Plus ist ein Händedesinfektionsmittel gemäß Hauptgruppe 1, Produktart 1 der Biozid-Richtlinie 98/8/EG
- Registriert bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA N-87392)

**Wir versichern, dass nach heutigem Kenntnisstand und Vergleich mit analogen Produkten unser Erzeugnis eine begrenzt viruzide Wirksamkeit besitzt und somit behüllte Viren wie z.B. den Erreger COVID-19 (Coronavirus) inaktiviert. Aufgrund der Anforderungen an die Hautverträglichkeit stehen für die hygienische Händedesinfektion nur wenige Präparate zur Verfügung, die eine „viruzide“ Wirksamkeit gewährleisten. Da in vielen Bereichen der Schutz vor behüllten Viren, die durch Blut und Körperflüssigkeiten übertragen werden (z.B. HIV, Hepatitis B und C, COVID-19) im Vordergrund steht, erscheint es sinnvoll „begrenzt viruzide“ Mittel einzusetzen.**

### Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	farblos
Geruch:	mild
Dichte (+20 °C)	0,83 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt:	12 °C
Siedepunkt:	78 bis 80 °C
Zündtemperatur:	400 °C
Dyn. Viskosität:	ca. 2 mPa·s
Lösemittelgehalt:	70 bis 80 %

### **Einsatzbereiche:**

Zur hygienischen und schnellen Händedesinfektion sowie Kontaktflächen Desinfektion in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Arztpraxen, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Kindergärten, Kinos, Alten-, Kranken- und Säuglingspflege, Dialysezentren, etc.

### **Anwendung:**

Pro Desinfektionsvorgang werden ca. 2-4ml Desinfektionsmittel dosiert. Dieses wird 30 Sekunden auf Haut und Hände eingerieben. Dabei ist auf darauf zu achten, dass alle Hautpartien insbesondere der Fingerkuppen benetzt werden. Hände erst desinfizieren, dann reinigen. Wir empfehlen die Standard-Einreibemethode gem. EN 1500. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

### **Artikel-Nr.:**

85343506	500 ml Flasche mit Sprayer
85343504	1 l Vierkantflasche
85343505	5 l Kanister
85343510	10 l Kanister
85343530	30 l Kanister

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**